

**Haben Sie auf Ihrem Labortisch Platz für ein A4-Blatt?**

**Dann reicht die Tischfläche für einen MINIFOR Fermenter & Bioreaktor!**

# Extrem kompaktes System

**Die perfekte Parameterregelung auf kleinster Fläche**



Minimale Bioreaktor-Grundfläche - vergleichbar mit einem A4-Blatt Papier (22 x 40 cm)

Gewicht 7.5 kg - passen Sie auf, denn jedes Kind könnte den Fermenter-Bioreaktor wegtragen!

Deckt alle Arbeitsvolumen von 35 ml bis zu 6 Liter in einem einzigen Bioreaktor- & Fermentersystem

Mess- & Regelsystem für Temperatur °C, pH, pO<sub>2</sub>, Gasdurchsatz, Mischung & wählbaren Parameter

**Für kürzeste Schlauchlinien befinden sich die Pumpen direkt hinter dem Reaktorgefäß**

**Vorratsflaschen sind durch Magneten sicher fixiert**

**Alle Parameter (Soll-, Ist- & Alarmwerte) auf einen Blick ablesbar**



**Mehr Raum für die Sterilarbeit: alle Anschlüsse & Sonden stehen im 30° Winkel hervor**

**Effizientes & präzises IR-Heizsystem ist im MINIFOR integriert**