


# 封头再见



## 易于使用和经济的解决方案



### 低成本转换容量

只用一台仪器便实现容量转换（从35毫升到6升）

### 带有螺旋盖的玻璃容器



安装像拧瓶盖一样简单

### 独特无菌设计

确保长时间的无菌

### 新型的非旋转生物搅拌

不会产生涡流因而无需任何挡板



## 为什么兰达消除了封头？

有限 端口数



复杂安装和清洗过程



每次运行前 更换 O形环



昂贵的备件



消毒过程中压平O形环而造成的污染




耗时的安装



为每个尺寸不一容器 准备新的封头（试样、O形环、螺母）



很难 紧密连接浅螺纹



? 大型容器 = 高培养基成本+下游成本+消毒和冷却时间长+难以处理感染材料