

**¿Tiene Usted espacio para una hoja de papel A4 en su mesa de laboratorio?**

**¡Entonces, todavía queda suficiente espacio para el fermentador-biorreactor LAMBDA MINIFOR!**

# Sistema realmente compacto

## Control perfecto en mínimas dimensiones



Biorreactor de pequeñas dimensiones - comparables a una hoja de papel A4 (22 x 40 cm)

¡Peso de sólo 7.5 kg - vigílelo muy de cerca, hasta un niño podría llevarse!

Cubre todo el rango de volumen de cultivos a escala de laboratorio, de 35 ml a más de 6 litros

Medición y regulación de °C, pH, pO<sub>2</sub>, flujo de aire, agitación y de un parámetro adicional elegible 'X'

Las bombas se colocan detrás para mantener las conexiones cortas

Las botellas del almacenaje se aseguran con soportes magnéticos detrás del recipiente de fermentación

Regulación y monitoreo de parámetros en un solo vistazo



Conexiones de fácil acceso: Sondas y puertos colocados a un ángulo de 30° para una manipulación ergonómica y fácil

Eficiente calentador IR integrado dentro de la unidad de control