



**ANTIFO  
+ DOZITO**

# El sistema más pequeño de control anti-espuma

Ahorre dinero y el valioso espacio alrededor del fermentador y bioreactor de laboratorio MINIFOR

## PRINCIPIO


La espuma en el reactor se detecta a través de la medición de la conductividad eléctrica.

**A**horre dinero  
**A**horre espacio

**ANTIFO**



**DOZITO**



- Detector/controlador antiespuma
- Detecta la presencia de espuma
- Envía señales de control a la bomba de jeringa DOZITO
- No se necesitan puertos adicionales para la sonda

- Bomba de jeringa miniatura
- Agrega agente antiespumante con base en la señal recibida
- Previene la sobredosificación de líquido antiespumante
- Novedoso principio de movimiento