



ANTIFO
+ DOZITO

世界上最小的消泡剂控制系统

迷你佛发酵罐的优点-既省钱又
具备占地面积小的实验室台式

原理

泡沫的存在是通过电导
性增加测量的检测。

节约成本
节省空间

- 不需要昂贵的消泡剂探头
- 反应罐的两端针将设计作为的电极

ANTIFO



DOZITO



+



- ➡ 消泡剂的探测器/控制台
- ➡ 检测泡沫的存在
- ➡ 把控制信号送到DOZITO
- ➡ 不需要额外的端口

- ➡ 微型注射泵
- ➡ 接收信号来添加消泡剂
- ➡ 防止消泡剂过量
- ➡ 新的活动原理