

LAMBDA METÁMETRO

medición de la concentración de CH₄ en el gas de salida



METÁMETRO mide la **concentración de CH₄** en el gas de salida/corriente exhausta.

Conectado a través del condensador de gas de salida el fermentador-bioreactor para laboratorio MINIFOR, el METÁMETRO mide la concentración del CH₄ producido durante la fermentación.

Para mayor información y preguntas, por favor contáctenos en support@lambda-instruments.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Concentración de CH₄: 0 - 9.99% o 10.0 - 99.9%
- Conector de energía universal: 12V/6W
- Dimensiones: 105 x 80 x 170 mm (A x H x P)
- Peso: 600 g
- Comunicación RS
- Conforme con CE